

取扱説明書（保証書付）

CITIZEN

シチズン振動体温計：わき専用予測式（30 秒）＋実測式

CTEB720VA　：　振動体温計＋アタッチメント

CTEB718V　　：　振動体温計

- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

この二次元コードはこの説明書の識別用のものです。

この表示の欄は人が傷害を負ったり物的損害が想定される内容ですので、ご注意ください。

安全上のお願ひ

ご使用前に、必ずお読みください。

危険

人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危険が想定される場合

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意

人が傷害を負ったり、物的損害 * の発生する可能性が想定される場合

* 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制

必ず実行していただく「強制」内容です。

禁止

してはいけない「禁止」内容です。

危険

電池はお子様の手の届くところに置かないでください。

→誤飲のおそれがあります。

電池を飲み込んだ場合には、化学やけど、粘膜の貫通など、死に至ることがあり、直ちに取らだす必要があるため、すぐに医師の指示に従ってください。

警告

検温結果の自己判断、および治療は危険です。

必ず医師の指導に従ってください。

→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

お子様だけで使わせないでください。

→事故や故障の原因になります。

測温部（先端）をかまないでください。

→事故や故障の原因になります。

測温部（先端）で目を突かないようにしてください。

→けがなどの原因になります。

電池、電池カバーなどお子様が飲み込まないように充分注意してください。

誤って電池、電池カバーなどを飲み込んでしまった場合、あるいは飲み込んだおそれがある場合は、医師に連絡し、指示を受けてください。

→けがなどの原因になります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流して、医師の治療を受けてください。

→けがなどの原因になります。

注意

体温計を修理、改造、分解しないでください。

→事故や故障の原因になります。

測温部（先端）を持って振ったりしないでください。

→事故や故障の原因になります。

人の体温測定以外には使用しないでください。

→故障の原因になります。

携帯電話などの近くで使用したり、強い静電気や電磁波、磁石などに近づけたりしないでください。

→誤作動をおこすおそれがあります。

高温や直射日光の当たるところ、湿気の多いところ、ほこりの多いところなどの保管は避けてください。

→事故や故障の原因になります。

無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

→故障の原因となります。

電池の＋の向きを間違えないようにしてください。

→漏液、発熱、破裂などおこし、本体が破損する原因になります。

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- ・誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷。
- ・保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- ・火災、地震、水害その他の天災地変や、異常電圧、指定以外の電源、衝撃などによる故障または損傷。
- ・保証書のご提示が無い場合。
- ・保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ・ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品などの交換。

※お買い上げの販売店にご持参頂く場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。

- ・保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本製品の特長

- 約 30 秒で測れる予測＋実測式体温計
- 音だけでなく、振動で検温完了をお知らせ
- わきにはさみやすくズレにくい専用アタッチメント「びたッチメント」対応（CTEB720VA には専用アタッチメント「びたッチメント」が付属しています。CTEB718V は専用アタッチメント「びたッチメント」は別売りです。）
- 本体は防水・抗菌仕様（「お手入れ上の注意」を参照してください。）
- 大きな文字で見やすい液晶画面
- 暗いところでも測定結果が見えるバックライト機能つき

本製品の仕様

販売名	シチズン振動体温計
型式	CTEB720VA、CTEB718V
種類	予測式 一般用 防湿形
分類	内部電源機器・BF 形装着部
検温部位	わき下
定格および電源	DC 3.0 V (＝：交流、＝：直流)、CR2025 タイプ相当
消費電力	7 mW
電池寿命	予測：約 3000 回 実測：約 1500 回
体温表示	数字 3 桁＋℃、表示単位 0.1℃
最大許容誤差	± 0.1℃（恒温水槽で実測測定した場合）
測温範囲	32.0 ～ 42.0℃
質量	約 25.5 g（電池含む）
寸法	専用アタッチメント装着時 約 35 g 約 31.5 mm（幅）× 126.5 mm（長さ）× 15 mm（厚さ） アタッチメント装着時 約 35 mm（幅）× 128 mm（長さ）× 18 mm（厚さ）
防水性	IPX7、JIS T 1140：2014 による（防湿形）
付加機能	メモリー機能、電源自動 OFF、バックライト
使用環境	周囲温度：10 ～ 40℃ 相対湿度：30 ～ 85% RH
保管条件	周囲温度：－ 20 ～ 60℃ 相対湿度：95% RH 以下
付属品	収納ケース、モニター用電池（内蔵）、取扱説明書／保証書／EMC 技術資料、医療機器添付文書、専用アタッチメント「びたッチメント」（CTEB720VA のみ）

※本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。

※取扱説明書に記載した以外の使用方法および製造業者以外によっておこなわれた修理、改造、再調整などについて、当社はその責任を負いません。

※本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2：2014 に適合しています。

【EMC 適合】

※本製品は JIS T 1140：2014 に適合しています。

※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

※IPX7 とは、IEC 60529 によって規定された水に対する保護を示しており、1 m の深さに 30 分間浸漬させても有害な影響を生じる量の水が製品内に侵入されないように保護されています。

保証書

CITIZEN

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様に記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型 式	CTEB720VA CTEB718V		
お客様お名前	様	TEL	－ －
ご住所	〒		
※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。			
お買い上げ日	年	月	日
販売店名および住所			
保証期間	お買い上げ日より 1 年間		
製造販売元	シチズン・システムズ株式会社		
	〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12		

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

各部のなまえ

専用アタッチメント「びたッチメント」装着方法

体温計が測定中にズレたり、はさみづらい際には専用アタッチメント「びたッチメント」が便利です。よりわきにフィットし、ズレにくく安定した体温測定ができます。

①専用アタッチメント「びたッチメント」に、本体の測温部（先端）をスライドして入れます。

②本体上部に、専用アタッチメント「びたッチメント」をかぶせて装着します。

③体温計本体の裏側にあるプザー穴の位置を合わせます。

（CTEB718V は専用アタッチメント「びたッチメント」が別売りです。）

体温計の正しいはさみかた

●専用アタッチメント「びたッチメント」装着時も同じようにはさんでください。

収納ケースの開けかた

CITIZEN の文字がある面を表にして、ロック部を矢印の方向①に動かしてから、収納ケースのフタを矢印②の方向に開けてください。

※体温計が落ちないように注意してください。

体温計の収納方法

体温計に専用アタッチメント「びたッチメント」を装着した状態で収納するときは、スぺーサーを下（先端側）にスライドしてください。

リップとスぺーサーの間の梱包部品を取り外してください。（CTEB718V のみ）

※スライドさせる際はけがをしないよう注意してください。

体温ワンポイントメモ

- いつもより検温値が高いとき
3 ～ 5 分程度の実測検温値と比べていませんか？
予測検温値はわきを閉じてからわきの下が十分に温まる 10 分後の温度（平衡温）を予測して表示します。
- 人の体温
大人の平熱は 36.8℃程度で、幼児は大人より高めの体温と言われています。また、1 日の中での体温の変動も大きくなっています。
ふだんの検温で平熱の範囲を確認しておきましょう。
- 検温はわきの下の正しい位置で
検温値はわきのはさむ位置で異なりますので、常にわきの下の正しい位置で測定してください。（「体温計の正しいはさみかた」を参照してください。）
- 平熱を知っておきましょう
平熱は個人差もあるのでふだんから検温を心がけ、元気なときの体温を知っておきましょう。

こんなときは正しく測れません

- 入浴・運動・飲食直後など
入浴、運動、食事、お茶などのあとは体温が上がっています。
約 30 分間は検温を避けてください。
- わき下以外での検温
本製品はわき専用です。わき下以外（口中など）では使用しないでください。
- 正しい位置に入っていない場合
- 起床直後
起床直後に動いた場合は、比較的激しく体温が上昇しますので、検温は避けてください。
起床直後に検温する場合は、動き出す前の安静時が 30 分以上経ってから測定してください。
- 検温中に動く
検温中に動くと正しく測定できません。検温中は安静にしてください。

