





INSTRUCTION MANUAL FOR COMPRESSOR NEBULIZER

GC806



2001

FIG. A



EC REP EC- Representative:
Donawa Lifescience Consulting Srl
Piazza Albania, 10
00153 Rome / Italy

Manufacturer:
Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
No. 7 factory building, European Industrial Zone,
No. 39 Middle Industrial Main Road, Xiaolan Town, Zhongshan City



CITIZEN is a registered trademark of Citizen Watch Co., Ltd. Japan.
Design and specifications are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo- shi,
Tokyo 188-8511, Japan
E-mail: sales-eo@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp/

English	GC806 COMPONENTS - (PIC. A)
1. Compressor housing	6. Nebulizer holder
2. ON/OFF switch	7. Nebulizer tube openings
3. Power cord	8. Nebulizer
4. Air outlet	9. Mouthpiece
5. Filter	10. Air tube
	11. Adult mask
	12. Spare air filters
	13. Spare air filters
	14. Nosopiece
	15. Accessories case

IMPORTANT: READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE OPERATION.**GENERAL INFORMATION**

GC806 is an aerosol therapy system suitable for domestic use.
1. Use the device only as described in this manual and therefore as an aerosolotherapy system, following the indications of your doctor. Any use different from the intended one is to be considered improper and hence dangerous; the manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use, or if the equipment is connected to electrical installations which do not comply with current safety regulations.
2. Keep this manual for future reference.
3. Do not operate the unit in presence of any anaesthetic mixture inflammable with oxygen or nitrogen protoxide.
4. The correct functioning of the equipment can be affected by electromagnetic interferences which exceed the limits indicated by the European standards in force. In case this device interferes with other electrical devices, move it and plug it to a different power socket.
5. In case of failure or malfunction, read the "POSSIBLE PROBLEMS AND HOW TO SOLVE THEM" section. Do not tamper or open the compressor housing.
6. Use the dedicated spare parts only.
7. Comply with the safety regulations concerning the electrical devices and in particular:

- use only original accessories and components;
- never touch the unit with its hands;
- never touch the unit if it is not protected against splashes;
- never touch the unit with wet or moist hands;
- do not leave the unit exposed to the weather elements;
- place the unit on a stable and horizontal surface during its operation;
- if the product is dropped by your foot or hand accidentally catching the power cord, it may cause damage or injury. Keep the product in a stable place and be careful when moving it;
- the use of this device by children or persons with full mental faculties is prohibited. If the user does not respect these rules always wears close supervision by an adult with full mental faculties;
- never touch the unit with its hands;
- do not plug the air vent for the compressor housing;
- do not block the air vent for the compressor housing;

8. Before plugging in the device, make sure that the electrical rating, shown on the rating plate on the bottom of the unit, corresponds to the mains rating.
9. In case the power plug provided with the device does not fit your wall socket, address to qualified personnel for the replacement of the plug with a suitable one. In general, the use of adapters, simple or multiple, or/extension cable is not recommended. If their use is indispensable, it is necessary to use that complying with safety regulations, paying however attention that they do not exceed the maximum power rating of the device.
10. Do not leave the unit plugged in when not in use; unplug the device from the wall socket when it is not operated.
11. The installation must be carried out according to the instructions of the manufacturer. An improper installation can cause damage to persons, animals or things, for which the manufacturer cannot be held responsible.
12. The power cord of this device cannot be replaced by the user. In case of a power cord damage, address to a technical service centre authorized by the manufacturer for its replacement.
13. Always use the device in a well-ventilated environment, avoiding risks of suffocation.
14. Before performing any maintenance or cleaning operation, turn off the device and disconnect the plug from the main supply.
15. Some parts of the unit are so small that they may be swallowed by children; keep the equipment out from children's reach.
16. If you decide not to use the device any longer, it is recommended to dispose of it according to the current regulations.
17. Make sure to:

- use this device only with medicines prescribed by your doctor;
- make the treatment under the supervision recommended by your doctor depending on the pathology;
- never touch the unit with its hands;
- only bring them as close as possible;

18. Check in the medicine package leaflet for possible contraindications for use with common aerosolotherapy systems.
19. To avoid strangulation and entanglement, keep cable and air tubes out of reach of young children.
20. Do not position the equipment so that it is difficult to operate the disconnection device.
21. For greater hygiene safety, we recommend you to avoid using the same accessories for more than one person.
22. Insert the air tube firmly into the air outlet. The air tube may come off when using the product.
23. If you use it continuously for a long period of time, the compressor housing may heat up.
INSPECTION FOR USE

- The device must be checked before each use, in order to detect possible functioning anomalies and/or damages due to transport and/or storage.
- During inhalation, sit upright and relaxed at a table and not in an armchair, in order to avoid compressing your respiratory airways and impairing the treatment effectiveness.
- The accessories must be used only with a single patient; it is not recommended to use them with several patients.
- 1. After unpacking the device, check it for visible damages or defects; pay particular attention to cracks in the plastic housing, which may appear during transport.
- 2. Before using the device, proceed with the cleaning operations as described in the 'CLEANING AND MAINTENANCE' section.
- 3. Open the nebulizer by turning counterclockwise the top (Pic. B).
- 4. Make sure that the medicine conduct cone is properly fitted on the air conduction cone inside the nebulizer (Pic. C).
- 5. Put the prescribed quantity of medicine into the nebulizer (Pic. D).
- 6. Close the nebulizer by turning clockwise the two parts, paying attention that they are thoroughly sealed (Pic. E).
- 7. Connect one end of the I/O to the nebulizer and the other end to the air outlet (Pic. F) on the device.
- 8. If you need to clean the tube, insert it directly onto the nebulizer (Pic. H).
- 9. Plug the device into the wall socket, making sure that the main power corresponds to the electrical rating of the device.
- 10. To start the treatment, set the I/O switch into the **I** position.

ATTENTION: This device is for intermittent use: 20 min ON / 40 min OFF. * Do not use the product continuously for 20 minutes or longer.

11. Inhale the aerosol solution using the prescribed accessory.

12. The device requires no calibration.

13. Do not block the ventilation hole located at the lower part of the unit. It may cause the product to heat up or break, or cause injury.

14. Using the product continuously may heat it up.

CLEANING AND MAINTENANCE

The cleaning of the device must be carried out by using a soft and dry cloth and non-abrasive cleansers.

ATTENTION: During cleaning operations, make sure the internal parts of the unit are not in contact with liquids and that the power plug is disconnected.

CLEANING AND DISINFECTION OF THE ACCESSORIES

19. Carefully follow the cleaning and disinfection instructions of the accessories as they are very important for the device performances and the therapy success.

1. First use and after each treatment:

Disassemble the nebulizer, the mouthpiece, the masks and the nosopiece by using tap water; dip in boiling water for 5 minutes. Reassemble the nebulizer components and connect it to the air outlet (Pic.G), switch the device on and let it work for 10 - 15 minutes.

2. Masks: The masks and air tube must be washed with warm water.

3. Sterilization: Cold disinfecting liquids may be used instead of boiling water, following the manufacturer's instructions.

REFILLING OF THE NEBULIZER

The nebulizer must be replaced after a long period of inactivity, in case it shows deformations or breakages, or when the nebulizer is obstructed by dry medicine, dust, etc. It is recommended to replace the nebulizer after a period between 6 months and 1 year depending on the use. Use original nebulizers only.

REPLACEMENT OF THE AIR FILTER

In normal usage conditions, the air filter must be replaced approximately after 500 working hours or after each year. It is recommended to periodically check the air filter (10 - 12 treatments) and, if the filter shows a grey or brown colour or is wet, replace it. Extract the filter (Pic. A) and replace it with a new one. Do not try to clean the filter for reusing it. The air filter shall not be serviced or maintained while in use with a patient.

REPLACEMENT OF THE ACCESSORY KIT

No. 8 to 14 in the figure are the components. They are available to be purchased separately (model number: AT-GC202). When purchasing any of the above items, contact your local distributor.

△ Use original filters only.

△ Do not use the device without filter.

Possible Problems and How to Solve Them

1. The device does not switch on.

2. The device does not nebulize or nebulizes weakly

SOLUTIONS:

1. Make sure the power plug is firmly fitted to the wall socket;
2. Make sure that the device has been operating within limits indicated in this manual (20 min ON / 40 min OFF);
3. Make sure that the ends of the air tube are tightly fitted to the main unit and nebulizer;
4. Verify that the tube is not empty or has been filled with the proper quantity of medicine (max 8 ml);
5. Verify that the nebulizer nozzle is not obstructed.

Should the device not start working properly again, address to local distributor.

MAINTENANCE and REPAIRS

In case of failure, address to local distributor. Do not open the device in any case. The unit has no user-serviceable parts within and does not need internal maintenance or lubrication.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: GC806

Power supply: Please refer to the rating label.

Minimum filling volume: 2 ml

Maximum filling volume: 8 ml

Nebulization rate: 0.35 ml/min (average)

Maximum pressure: 2.2 bar

Weight: 1.5 kg

Size: 130 x 130 x 117 mm

Noise level: 52 dB(A) (average)

Expected service life: 1000 hours

Classification as regards protection against electric shocks.

Nebulizer, mouthpiece and masks are type B applied parts.

Device not protected against splashes.

Device not suitable for use in anesthesia or lung ventilation systems.

NOTE: The technical specifications may change without prior notice.

AEROSOL CHARACTERISTICS ACCORDING TO EN 13544-1 ANNEX CC

Flow: 5.31 l/min

Aerosol output: 0.11 ml

Particle size (MMAD): 3.07 μm

APPLIED STANDARDS

• Electric Safety Standards EN 60601-1

• Electromagnetic Compatibility according to EN 60601-1-2

• Class IIa Medical Device according to the 93/42/EEC European

• Directive on Medical Devices

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Temperature: MIN -20 °C - MAX +60 °C

Humidity: MIN 10 % RH - MAX 95 % RH

Atmospheric pressure: 700 hPa - 1060 hPa

DEVICE SYMBOLS

I ON

O OFF

~ ALTERNATING CURRENT

□ CLASS II EQUIPMENT

■ TYPE BF APPLIED PART

CE0123 COMPLYING WITH THE 93/42/EEC DIRECTIVE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical and Electronic Equipment) (Applicable in the European Union countries and with separate collection systems) This symbol on the product or its literature indicates that the product complies with the electrical and electronic equipment and should not be disposed of with household waste. The user is responsible for disposing the end of life, to the appropriate collection, subject to the penalties provided for in current legislation on waste. For further information regarding the collection systems available contact your local waste disposal service.

Español	GC806 COMPONENTES - (FIG. A)
1. Alojamiento del compresor	6. Soporte para el nebulizador
2. Interruptor ON/OFF	7. Tuberías de ventilación
3. Cable de alimentación	8. Nebulizador
4. Salida de aire	9. Boquilla
5. Filtro	10. Tubo de aire
	11. Mascarilla para adultos
	12. Accesorios pediátricos
	13. Filtros de aire de repuesto
	14. Pieza nasal
	15. Contenedor porta-accesorios

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE USAR LA MÁQUINA.

INFORMACIÓN GENERAL

GC806 es un dispositivo de aerosoterapia indicado para uso doméstico.
1. Use el aparato solo como se describe en este manual y, por lo tanto, como sistema para aerosoterapia, siguiendo las indicaciones de su médico. Cualquier uso que difiera de aquél al que está destinado se considerará impróprio y por lo tanto peligroso; el fabricante se exime de toda responsabilidad por daños que se deriven de un uso impróprio, incorrecto o irrazonable o si el equipo se conecta a instalaciones eléctricas que no cumplen con las normas de seguridad vigentes.

2. Guarde este manual para futuras consultas.

<div data-bbox="540 113 760 120

Русский GC806 компоненты - (Рис. А)

1. Корпус компрессора	6. Держатель для ингалятора	11. Респираторная маска взрослая
2. Герметичность ИКЛ/ВИКЛ	7. Резиновые отверстия	12. Маска для детей
3. Шланг питания	8. Ингалятор	13. Запасные воздушные фильтры
4. Отверстие для выпуска воздуха	9. Мундштук	14. Насадка для носа
5. Фильтр	10. Воздушная трубка	15. Чехол для аксессуаров

△ ВАЖНО: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦІЯ

- GC806 является системой аэрозольной терапии, подразделяющейся на домашнее использование.
1. Используйте прибор только указаным в данном руководстве способом, т.е. в качестве системы аэрозольной терапии, выполняя указания врача. Любое использование, отличное от предназначенного, может считаться несогласованным и, следовательно, опасным для здоровья.
2. Сохраните данное руководство для последующего использования.
3. Не используйте прибор рядом с какой-либо анестезирующей смесью, воспламеняющейся кислородом или кисью азота.
4. На правильное функционирование оборудования могут влиять электромагнитные помехи, которые превышают пределы, указанные в действующих европейских стандартах. Если этот прибор мешает работе других электрических устройств, его следует отключить, а другой разместить.
5. В случае сбоев или неисправности см. раздел «ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ». Не портите и не открывайте корпус компрессора.
6. Используйте только предназначенные запасные части.
7. Соблюдайте правила техники безопасности, касающиеся электрических устройств, а именно:
• используйте только оправленные аксессуары и комплектующие;
• никогда не используйте прибор, если он вышел из строя;
• никогда не монтируйте прибор, он не защищен от бразер;
• никогда не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками;
• не оставляйте прибор в местах, где на него будет воздействовать погодные факторы;
• во время эксплуатации устанавливайте прибор на устойчивой и горизонтальной поверхности;
• если изделие стоптило ногой или рукой, случайно зацепил шнур питания, это может привести к повреждению или травме. Держите изделие в установленном и будьте осторожны при его перемещении;
• никогда не приближайтесь к устройствам от электросети; держите винты доступных, прятки или гвоздики, и/или удлинительные наконечники не рекомендуется. Если эти используемые являются обязательными, необходимо использовать те, которые соответствуют правилам безопасности, обрашаясь при этом внимание, что они не превышают максимальные предельные значения мощности, указанные на адаптерах и удлинительных наконечниках. Каждый раз, когда прибор используется;
10. Не оставляйте прибор включененным в сеть, когда он не используется, помимо прибора от розетки, нет других адаптеров, пряток или гвоздиков. Неправильная установка может привести к травмированию людей и животных или повреждению вещей, а то и промывают несет ответственность.
12. Шнур питания этого прибора не может быть заменен пользователем. В случае повреждения шнура питания обратитесь в уполномоченный производителем центральный для его замены.
13. Шнур питания всегда должна быть полностью размотана из изгиба опасного перегрева.
14. Перед выполнением каких-либо работ на техническом обслуживании или очистке выключите прибор и отсоедините штепсельную вилку от сети.
15. Никогда не приближайтесь к устройствам от электросети, чтобы отсоединить его от розетки.
16. Если вы решите больше не использовать прибор, рекомендуется утилизировать его в соответствии с действующими правилами.
Убедитесь в том, чтобы:
• использовать этот прибор только с лекарствами, назначаемыми врачом;
• проводить лечение с использованием только аксессуаров, рекомендованных вправом, в зависимости от патологии;
• использовать аксессуар для нового размещения только в случае, если это назначено врачом, и обратите внимание на то, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ введение раздражителей в концентрации, выше, чем описано в разделе «ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».
23. Если вы используете его непрерывно в течение длительного периода времени, корпус компрессора может нагреваться.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• Прибор должен проверяться перед каждым использованием, для этого, чтобы обнаружить возможные функциональные неисправности и/или повреждения в результате транспортировки и/или хранения.
• Во время ингаляции сидите прямым и расслабленным за столом, а не в футболе, aby уникнуть компрессии дыхательных путей и снижение эффективности лечения.
• Аксессуары должны быть только для одного пациента: не рекомендуется их использовать несколькими пациентами. Аксессуары должны быть только для одного пациента: не рекомендуется их использовать несколькими пациентами.
• После распаковки устройства проверьте его на наличие видимых повреждений или дефектов; обратите внимание на трещины на пластиковом корпусе, которые могут обмануть электрические детали. Проверьте целостность аксессуаров.
2. Перед использованием прибора выполните операции по очистке, как описано в разделе «ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».
3. Откройте ингалятор, повернув верхнюю часть против часовой стрелки (Рис. В).
4. Убедитесь, что ингалятор полностью герметичен, и что он не имеет повреждений.
5. Закройте ингалятор, повернув на часовой стрелке оба крышка на то, что они были полностью герметичны (Рис. Е).
6. Подсоедините один конец воздушной трубки к ингалятору (Рис. Г), а другой конец к выпускному отверстию для выпуска воздуха (Рис. Г) при помощи.
7. Абсолютно не допускайте воздуховодную трубку, чтобы она не попала в область, где на нее воздействует давление.
8. Если нужно использовать маску, вставьте ее прямо в ингалятор (Рис. Н).
9. Подключите прибор к сетевой розетке, убедившись, что основной источник питания соответствует электрическим характеристикам прибора.
10. Чтобы начать лечебную процедуру, установите переключатель I/O (ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение «I/O». Не используйте изделие непрерывно в течение 20 минут и более.
ВНИМАНИЕ: данный прибор предназначен для использования с перегородкой: 20 мин. ВКЛ./40 мин. ВЫКЛ. * Не используйте изделие непрерывно в течение 20 минут и более.
11. Вдохите аэрозольный раствор с помощью назначенного аксессуара.
12. Когда лечебная процедура будет завершена, выключите прибор, установив переключатель I/O в положение «O», и отсоедините вилку от сетевой розетки.
13. Всегда используйте аксессуары, как описано в разделе «ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ».
14. Прибор не требует калibracji.
15. Не закрывайте пневматическую отверстие, расположенные в нижней части прибора. Это может привести к нагреву или поломке прибора или травме.
16. При непрерывном использовании прибор может нагреваться.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищая прибор, должна проводиться с использованием мягкой сухой ткани и неабразивных чистящих средств.

ВНИМАНИЕ:

Всегда операции на очистке, чтобы внутренние части устройства не спиркаются с жидкостями, а штепсельная вилка отсоединенна.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ

Внимательно следите инструкциям по очистке и дезинфекции аксессуаров, так как они очень важны для производительности прибора и положительных результатов лечения.

1. Перед первичным использованием и каждым раздельным применением тщательно удаляйте остатки из предыдущих пациентов. Для этого можно использовать специальную перегородку, чтобы избежать сдавливания дыхательных путей и снижение эффективности лечения.

2. После распаковки устройства проверьте его на наличие видимых повреждений или дефектов; обратите внимание на трещины на пластиковом корпусе, которые могут обмануть электрические детали. Проверьте целостность аксессуаров.

3. Откройте ингалятор, повернув верхнюю часть против часовой стрелки (Рис. В).

4. Убедитесь, что ингалятор полностью герметичен, и что он не имеет повреждений.

5. Закройте ингалятор, повернув на часовой стрелке оба крышка на то, что они были полностью герметичны (Рис. Е).

6. Подсоедините один конец воздушной трубки к ингалятору (Рис. Г), а другой конец к выпускному отверстию для выпуска воздуха (Рис. Г) при помощи.

7. Абсолютно не допускайте воздуховодную трубку, чтобы она не попала в область, где на нее воздействует давление.

8. Если нужно использовать маску, вставьте ее прямо в ингалятор (Рис. Н).

9. Подключите прибор к сетевой розетке, убедившись, что основной источник питания соответствует электрическим характеристикам прибора.

10. Чтобы начать лечебную процедуру, установите переключатель I/O (ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение «I/O».

11. Вдохните аэрозольный раствор с помощью назначенного аксессуара.

12. Когда лечебная процедура будет завершена, выключите прибор, установив переключатель I/O в положение «O», и отсоедините вилку от сетевой розетки.

13. Всегда используйте аксессуары, как описано в разделе «ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ».

14. Прибор не требует калibracji.

15. Не закрывайте пневматическую отверстие, расположенные в нижней части прибора. Это может привести к нагреву или поломке прибора или травме.

16. При непрерывном использовании прибор может нагреваться.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищая прибор, должна проводиться с использованием мягкотканой перегородки, вымытой водой изнутри и снаружи.

ВНИМАНИЕ:

Всегда операции на очистке, чтобы внутренние части устройства не спиркаются с жидкостями, а штепсельная вилка отсоединенна.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ

Внимательно следите инструкциям по очистке и дезинфекции аксессуаров, так как они очень важны для производительности прибора и положительных результатов лечения.

1. Перед первичным использованием и каждым раздельным применением тщательно удаляйте остатки из предыдущих пациентов.

2. После распаковки устройства проверьте его на наличие видимых повреждений или дефектов; обратите внимание на трещины на пластиковом корпусе, которые могут обмануть электрические детали. Проверьте целостность аксессуаров.

3. Откройте ингалятор, повернув верхнюю часть против часовой стрелки (Рис. В).

4. Убедитесь, что ингалятор полностью герметичен, и что он не имеет повреждений.

5. Закройте ингалятор, повернув на часовой стрелке оба крышка на то, что они были полностью герметичны (Рис. Е).

6. Подсоедините один конец воздушной трубки к ингалятору (Рис. Г), а другой конец к выпускному отверстию для выпуска воздуха (Рис. Г) при помощи.

7. Абсолютно не допускайте воздуховодную трубку, чтобы она не попала в область, где на нее воздействует давление.

8. Если нужно использовать маску, вставьте ее прямо в ингалятор (Рис. Н).

9. Подключите прибор к сетевой розетке, убедившись, что основной источник питания соответствует электрическим характеристикам прибора.

10. Чтобы начать лечебную процедуру, установите переключатель I/O (ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение «I/O».

11. Вдохните аэрозольный раствор с помощью назначенного аксессуара.

12. Когда лечебная процедура будет завершена, выключите прибор, установив переключатель I/O в положение «O», и отсоедините вилку от сетевой розетки.

13. Всегда используйте аксессуары, как описано в разделе «ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ».

14. Прибор не требует калibracji.

15. Не закрывайте пневматическую отверстие, расположенные в нижней части прибора. Это может привести к нагреву или поломке прибора или травме.

16. При непрерывном использовании прибор может нагреваться.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРИБОРЕ

I	ВКЛ.	PRODUCENT
O	ВЫКЛ.	
~	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	
□	ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА II	
⊕	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕТАЛЬ ТИПА BF	

СС0123 СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 93/42/EEC

Правильная утилизация данного продукта (использованного электрического и электронного оборудования) (Применимо в странах Европейского Союза и в странах, где используются системы разделного сбора отходов). Этот символ на продукте или упаковке означает, что продукт не должен выбрасываться в обычные мусорные контейнеры. Пользователь несет ответственность за отведение конца срока службы, чтобы отнести и соответствующими типу отходов согласно санкциям, предусмотренным действующим законодательством отрасли. Для получения дополнительной информации о доступных системах сбора обратитесь в местную службу по утилизации отходов.

Polski GC806 KOMPONENTY - (RYS. A)

1. Obudowa sprężarki	6. Uchwyt na nebulizator	11. Maska dla dorosłych
2. Przełącznik WL/WYL	7. Obudowa wentylacyjna	12. Maska dla dzieci
3. Kabel zasilający	8. Przedziałek	13. Zaszywka filtru powietrza
4. Wydech powietrza	9. Utrzmiel	14. Kocikówka do nosa
5. Filtr	10. Przewód powietrza	15. Torba na akcesoria

WYSTARCZAJĄCE DLA PRZEPŁÓDZENIA KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POCZYTAJTE INSTRUKCJE OBSŁUGI.

INFORMACJE OGÓLNE

GC806 to system aerozolowy odpowiadający do użytku domowego.
1. Używanie urządzenia tylko w sposób opisany w tej instrukcji, a zatem jako aerozoloterapię, zgodnie z wszakim lekarzem.

2. Aparat nie może być używany w przypadku alergii na składniki, które znajdują się w produkcie.

3. Nie używać urządzenia w obecności jakiegokolwiek mieszaniny znieczulającej latekpowalnej i tlenem lub protoksydem azotu.

4. Na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia mogą wpływać zakłócenia elektromagnetyczne, które przekraczają limity określone przez obowiązujące normy europejskie. Jeśli urządzenie zakłóca inne urządzenia elektryczne, należy je przesunąć i podłączyć do innego gniazda.

5. W przypadku uszkodzenia i/u/b awarii należy przeczytać „MOŻLIWE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA”.</p